

Ficha Técnica



convatec
— forever caring —

AQUACEL® Extra Apósito de carboximetilcelulosa al 100%, doble capa, cosido con hilo Tencel.

BENEFICIOS

- Mayor resistencia y absorción del exudado.
- Atrapamiento bacteriano.
- Adaptabilidad al lecho de la herida.
- Protección de la piel circundante.
- Fácil remoción.
- Extra Absorbente
- Extra Fuerte
- Formación de gel cohesivo

Descripción

AQUACEL EXTRA® tiene una doble capa de carboximetilcelulosa de sodio, cosido con hilo Tencel (con fibra de refuerzo). Es un apósito suave y estéril que absorbe grandes cantidades de exudado, creando un gel suave y cohesivo que se adapta estrechamente a la superficie de la herida mientras mantiene un ambiente húmedo que ayuda a eliminar el tejido necrótico (desbridamiento autolítico). Producto esterilizado por radiación Gamma.

Indicación de uso

Los apósitos Aquacel™ Extra pueden ser utilizados para abrasiones, laceraciones, cortes menores, escaldaduras y quemaduras menores. Bajo la supervisión de un profesional de la salud puede usarse para el manejo de:

- Úlceras en la pierna, úlceras por presión (etapa II-IV) y úlceras diabéticas
- Heridas quirúrgicas (heridas posoperatorias, sitios de donación dermatológicas).
- Heridas traumáticas o quirúrgicas que se dejan cicatrizar por segunda intención, como incisiones quirúrgicas dehiscentes.
- Heridas quirúrgicas que se cicatrizan por primera intención, como incisiones quirúrgicas y dermatológicas (por ejemplo, ortopédicas y vasculares).
- Heridas traumáticas.
- Heridas propensas a sangrar, como heridas que se han desbridado mecánicamente o quirúrgicamente y sitios de donación.
- Heridas dolorosas.
- Heridas con abundante cantidad de exudado

Composición del producto

Carboximetilcelulosa de sodio al 100%, cosido con hilo Tencel.

Certificación

ISO 13485



- Marca: Aquacel
- Fabricante:
- ConvaTec Limited – Reino Unido

Código ICC	Medida	Presentación
420671	5x5 cm	10 u.
420672	10x10 cm	10 u.
420673	15x15 cm	5 u