

C&S Preservative Plus Urine Tubes

Soluciones para recolección de orina



Características

- Tubo para **recolección y preservación de muestras de orina** a través del sistema **BD Vacutainer®** al vacío con dispositivo de transferencia.
- Tubo estéril con preservante (Ácido bórico, borato de sodio y formiato de sodio) que evita el sobrecrecimiento bacteriano y mantiene la integridad de la muestra hasta 48 hrs. a temperatura ambiente.
- Volumen de llenado 4 ml.
- Material de plástico estéril de Politereftalato de etileno (PET) y paredes internas siliconizadas.
- Producto esterilizado con radiación gamma y libre de látex.
- Tapón hermético convencional, libre de látex (Color: Gris).
- Compatible con los autoanalizadores del mercado.¹



Datos comerciales

- Certificación ISO 13485.
- Libre venta.
- Libre de látex.



Códigos disponibles

Código	Volumen	Tamaño	Envase/Color	Presentación
364951	4 ml	13 x 75 mm.		100

Referencia: 1. Becton Dickinson. (n.d.). Inserto Sistema de orina BD Vacutainer. Franklin Lakes, NJ, EE.UU.

Consultar disponibilidad en su región.

BD Chile Av. Andrés Bello 2325 - 15° Piso, Tel: (+56 2) 2482 7800, Providencia, Santiago, Chile. sac_chile@bd.com

2022. A reserva de otra nota, BD, BD Logo y todas las marcas aquí mencionadas son propiedad de Becton, Dickinson and Company