



Conector Libre de Aguja

BD Q-Syte™



Descripción

El conector estéril BD Q-Syte™, es un accesorio de un solo uso, indicado para el acceso libre de agujas a conexiones/catéteres durante la terapia endovenosa.

Puede ser utilizado para inyección de fluidos, administración por gravedad y aspiración.



Aspectos Técnicos

BD Q-syte™ es un dispositivo con superficie Split Septum que ayuda a la reducción de los accidentes cortopunzantes.

El dispositivo consiste en un cuerpo transparente de policarbonato, una superficie de conexión luer hembra con un septum elástico pre marcado de goma de silicona/parileno y un conector ISO luer macho con una cubierta protectora de polietileno de alta densidad (HDPE). El septum se abre cuando un dispositivo como una jeringa o un sistema de administración intravascular se inserta y se cierra cuando el dispositivo se retira.

Puede ser utilizado con conexiones de tipo Luer-slip y Luer-lock conformes con la norma ISO.

El conector BD Q-syte™ tiene un largo de 20.06 mm y pesa 1.0 g.

Se recomienda cambiar el dispositivo de acuerdo con la normativa del centro hospitalario, las directrices de la CDC (Centro de Control de Enfermedades, EE. UU.), o siempre que esté afectada su integridad. No utilizar más de 100 activaciones.

Algunas versiones cuentan uno o más extensores de cloruro de polivinilo (PVC) con triocil trimelitato (TOTM)

BD Q-syte™ soporta una presión máxima de 45 psi. Compatible con lípidos.

No pirogénico. Dispositivo de uso único.

NOMBRE:	BD Q-syte™
TIPO:	Conector libre de agujas
MATERIAL:	carcasa de policarbonato
PRESENTACIÓN:	Empaque individual
ALMACENAMIENTO:	Lugar limpio y seco, a temperatura ambiente y sin exposición a luz fuerte.

Método de esterilización Óxido de etileno	Vigencia 5 años
 Libre de Látex	 Certificación



Catálogo Chile

SKU	Descripción de producto	Flujo por gravedad	Volumen de purgado	Fabricación	Unidades por caja
385100	BD Q-Syte™	32 L/hr	0,16 ml	México	50