

Cutimed® Gel

Hidrogel para el debridamiento autolítico de heridas.

Descripción

Hidrogel transparente y amorfo. Favorece el ambiente húmedo en la herida y el debridamiento autolítico de las heridas necróticas o esfaceladas. Contiene un aplicador adicional para heridas profundas.

Características

- Consistencia y viscosidad óptimas, altamente cohesivo; se mantiene en su lugar mientras esté cubierto con un apósito secundario.
- Efecto hidratante.
- Estimula el debridamiento autolítico.
- Debe ser reaplicado cada 3 días o dependiendo de la fase de la herida y de la cantidad de exudado.
- Fácil de extraer del lecho de la herida, se lava fácilmente por irrigación simple sin dejar residuos.
- Compatible con apósitos secundarios, se puede cubrir con todo tipo de apósitos, apósitos transparentes semipermeables, espumas hidrofílicas, etc, dependiendo del nivel de exudado de la herida.
- No contiene preservantes, lo que reduce el riesgo de alergias.
- Vigencia 3 años.
- Libre de látex.

Esterilización

- Rayos gamma.

Almacenamiento

- En lugar fresco y seco, sin exposición a la luz directa.

Recomendaciones de uso

- Para uso en heridas secas y/o con presencia de tejido esfacelado o necrótico, que requiera debridar.

Composición

- Polímero de poliacrilato, agua y glicerina.
- Componentes del Gel:
 1. Carbomer 940.
 2. Agua purificada.
 3. Glicerina.
 4. EDTA Sodium.
 5. Hidróxido de sodio.

Procedencia

Alemania

Certificaciones de calidad

ISO 13485 / CE



Cutimed[®] Gel

Hidrogel para el debridamiento autolítico de heridas.

Presentaciones Cutimed[®] Gel

Código	ID Convenio Marco	Descripción	Unidad de Venta
72610-00001		Tubo de 15 gr	Caja x 10 Unidades

