

Medias de compresión progresiva


Línea deportiva



Denominación comercial: medias de compresión progresiva "No-Varix® Sport®"
Nombre genérico: calcetín Sport® de compresión progresiva para hombre y mujer

DESCRIPCIÓN:

Calcetín sport para hombre y mujer, con refuerzo en puño, talón y punta. Opaco. Mejoran el rendimiento en la actividad deportiva. Médicamente recomendados para el alivio del cansancio, dolor, inflamación y pesadez de las piernas. Reducen el volumen de las várices. Talón reforzado y amplia punta para libertad de movimiento de los dedos. Talón, punta y puño en llamativos colores. Fibras de excelente elongación, recuperación y durabilidad garantizando constante compresión. Contiene suavizante textil que le da elasticidad y facilidad en la postura y antibacterial (Sanitized® TH 22-27/ principio activo Zinc de piritona), que ayuda a evitar la aparición de hongos, bacterias y ácaros.




Mediana Compresión
15 - 20 mmHg

COMPOSICIÓN TEXTIL:

- **Nylon:** 90%
- **Spandex:** 10%

INDICACIONES:

Telangiectasias, insuficiencia venosa crónica, síndrome post trombótico, edema post quirúrgico, post escleroterapia



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Compresión: mediana	
Color: black (negro)/yellow (amarillo), black (negro)/navy (azul marino), black (negro)/red (rojo), black (negro)/ pink (rosado), black (negro) / fucsia	
Talla: S · M · L	
Estilo: calcetín	
Textura: opaca	

MÉTODO DE ANÁLISIS

Hatra y Salzmann Mesh MST	15 - 20 mmHg
Espectofotómetro	De 0 a 1
Long stretch / Cross stretch	+/- 4 cm
Visual	N/A
Visual	N/A

TOLERANCIA

Colores disponibles:

- Black (negro)/yellow (amarillo)
- Black (negro)/navy (azul marino)
- Black (negro)/red (rojo)
- Black (negro) / Pink (rosado)
- Black (negro) / Fucsia

EMPAQUE

- **Denominación:** Calcetín de compresión progresiva
- **Empaque:** 1 par dentro de empaque primario con sticker de identificación

ROTULADO

- **Empaque primario:** Bolsa de polietileno transparente de baja densidad x 1 par
- **Empaque secundario:** Caja en TP de 290 grs con brillo UV y pegue lateral x 1 par
- **Empaque terciario:** Caja de cartón corrugado de 2,5 / 3,5 / 4 cm de espesor x 6 pares

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- **Temperatura:** Hasta 30°C
- **Humedad:** 65% +/-10%
- **Circulación de aire:** El área debe tener ventilación y circulación de aire para evitar concentración de humedad (prevención de creación de microclimas y crecimiento de hongos)
- **Luz solar:** Evitar la exposición directa a la luz solar
- **Control de plagas:** Insectos: polillas, ácaros. Microorganismos: moho, hongos
- **Polvo y contaminación:** Evitar la concentración de polvo que genere daños al producto

Fabricante: Texpon S.A.

Distribuido por: Essity


Certificaciones: Certificaciones: ISO 9001 / ISO 13485 / Oeko-tex® / ICONTEC- IQNet / FDA - Norma 501

Medias de compresión progresiva

Línea deportiva




RECOMENDACIONES DE USO



PRESENTACIONES

Código	Descripción	Unidad de Venta
77003-00051	Compresión 15-20 mujer rodilla S fucsia	Caja individual
77003-00050	Compresión 15-20 mujer rodilla M fucsia	Caja individual
77002-00008	Compresión 15-20 mujer rodilla L fucsia	Caja individual
77001-00056	Compresión 15-20 mujer rodilla S rosado	Caja individual
77001-00055	Compresión 15-20 mujer rodilla M rosado	Caja individual
77001-00054	Compresión 15-20 mujer rodilla L rosado	Caja individual
77001-00024	Compresión 15-20 rodilla S amarillo	Caja individual
77001-00023	Compresión 15-20 rodilla M amarillo	Caja individual
77001-00022	Compresión 15-20 rodilla L amarillo	Caja individual
77001-00013	Compresión 15-20 rodilla S azul	Caja individual
77001-00012	Compresión 15-20 rodilla M azul	Caja individual
77001-00011	Compresión 15-20 rodilla L azul	Caja individual
77001-00020	Compresión 15-20 rodilla S rojo	Caja individual
77001-00019	Compresión 15-20 rodilla M rojo	Caja individual
77001-00018	Compresión 15-20 rodilla L rojo	Caja individual



		CIRCUNFERENCIA DE LA PANTORRILLA							
		11"	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"
		(28 cm)	(30.5 cm)	(33 cm)	(35.5 cm)	(38 cm)	(40.5 cm)	(43 cm)	(45.5 cm)
DISTANCIA DEL SUELO AL ANGLULO POSTERIOR DE LA RODILLA	14"	S/CH/P	S/CH/P	S/CH/P	S/CH/P	M	M	L/G	L/G
	15"	S/CH/P	S/CH/P	S/CH/P	M	M	L/G	L/G	L/G
	16"	S/CH/P	S/CH/P	M	M	M	L/G	L/G	L/G
	17"	S/CH/P	M	M	M	M	L/G	L/G	XL/EG
	18"	M	M	M	M	L/G	L/G	XL/EG	XL/EG
	19"	M	M	M	M	L/G	XL/EG	XL/EG	XL/EG