

Catéter Venoso Periférico

BD Insyte™



Descripción

El catéter venoso periférico BD Insyte™ está indicado para su inserción en el sistema vascular por un periodo breve para extraer muestras de sangre, monitorizar la presión sanguínea o administrar fluidos por vía intravenosa. Puede ser usado en cualquier población, teniendo cuenta la adecuación de la anatomía vascular, la idoneidad del procedimiento, los fluidos a infundir y la duración de la terapia¹.



Aspectos Técnicos

Los catéteres BD Insyte™ están hechos de Vialón™, marca registrada de BD para su poliuretano con propiedades de flexibilidad, termosensibilidad y memoria elastomérica, que permiten una mejor adaptación del catéter al vaso sanguíneo, reduciendo así las complicaciones asociadas al uso de estos dispositivos. Poseen un pabellón de polipropileno.

Los catéteres BD Insyte™ son radiopacos y contienen seis bandas con sulfato de Bario. Poseen una aguja de acero inoxidable, siliconada con bisel trifacetado, una cámara de reflujo y un tapón removible.

En sus medidas de 18G a 22G, pueden ser conectados a inyectoras de alta presión hasta 300 psi, siempre que los dispositivos no compatibles se hayan retirado².

| | |
|---------------------------|--|
| NOMBRE: | BD Insyte™ |
| TIPO: | Catéter venoso periférico |
| PRESENCIA DE DEHP: | No |
| MATERIAL: | Poliuretano |
| ALMACENAMIENTO: | Lugar limpio y seco, a temperatura ambiente. |
| PRESENTACIÓN: | Sobre individual de papel de grado médico, nylon y EVA/K resina. |

| | |
|--|--|
| Método de esterilización EO | Vigencia 5 años |
|  Libre de Látex |  Certificación |



Catálogo Chile¹

| SKU | Descripción de producto | Unidad de venta | Velocidad de flujo por gravedad | Procedencia |
|----------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| 381211 | INSYTE 24GX0.56IN | Caja 50 u | 25 (ml/min) | Singapur |
| 38831114 | INSYTE 24GA X 0.75IN | Caja 200 u | 25 (ml/min) | Brasil |
| 38831214 | INSYTE 22GA X 1.0IN | Caja 200 u | 35 (ml/min) | Brasil |
| 38831314 | INSYTE 20GA X 1.0IN | Caja 200 u | 65 (ml/min) | Brasil |
| 38831414 | INSYTE 20GA X 1.16IN | Caja 200 u | 60 (ml/min) | Brasil |
| 38831714 | INSYTE 18GA X 1.16IN | Caja 200 u | 105 (ml/min) | Brasil |
| 38831914 | INSYTE 18GA X 1.88IN | Caja 200 u | 95 (ml/min) | Brasil |
| 381254 | INSYTE 16GX1 1/4 IN | Caja 50 u | 220 (ml/min) | Singapur |
| 38832114 | INSYTE 16GA X 1.77IN | Caja 200 u | 205 (ml/min) | Brasil |
| 38832214 | INSYTE 14GA X 1.75IN | Caja 200 u | 330 (ml/min) | Brasil |

1. Becton Dickinson. (2019). BD Multiuse IFU.

2. Becton Dickinson. (2019). Technical Data Sheet BD Insyte™ and BD Angiocath Plus™ IV Catheters.