

Llave de paso

BD Connecta™



Descripción

Las llaves de tres pasos BD Connecta™, están diseñadas para **suministrar fluidos o medicamentos** al sistema sanguíneo provenientes de una o dos fuentes diferentes a través de un catéter intravenoso o un tubo de extensión¹⁻⁴.

Alternativamente, una de las conexiones podría usarse para inyección, muestreo o medición/control de presión. El producto también puede utilizarse en varias combinaciones para la **administración de nutrición**¹⁻⁴.

Su versión sin extensión, también están diseñada para la **monitorización hemodinámica** a través, por ejemplo, de una cánula arterial y un catéter venoso central¹⁻⁴.



Aspectos Técnicos

La llave de paso BD Connecta™ tiene una carcasa transparente de policarbonato con una llave giratoria de polietileno + colorante. La carcasa tiene dos conexiones Luer-Lock hembra cada una con su tapa de polipropileno+colorante y una conexión Luer-Lock macho con una tapa protectora de polietileno+colorante. La llave giratoria tiene indicadores de posición cerrado y abierto cuando se gira. El grifo giratorio muestra qué puertos están abiertos¹⁻⁴. **La rotación es de 360°. 44 PSI/ 3 BAR**

Las versiones con extensión, poseen un tubo de cloruro de polivinilo (PVC). Compatible con lípidos. Producto estéril, no pirogénico, de uso único, libre de ftalatos¹⁻⁴.

NOMBRE:	BD Connecta™
TIPO:	Llave de paso
PRESENCIA DE DEHP:	No
MATERIAL:	Policarbonato, Polipropileno y Polietileno.
ALMACENAMIENTO:	Lugar limpio, seco y cálido, no exponer a luz fuerte.
FABRICACIÓN:	México.
PRESENTACIÓN:	Empaque unitario de film plástico y papel de grado médico.

Método de esterilización Radiación Gamma	Vigencia 3 años
 Libre de Látex	 Certificación



Catálogo Chile¹

SKU	Descripción de producto	Unidades por caja
394600	BD Connecta™ sin extensión	100
394926	BD Connecta™ extensión 25 cm	20
394945	BD Connecta™ extensión 7 cm	50
394951	BD Connecta™ extensión 50 cm	20
394961	BD Connecta™ extensión 100 cm	20
394971	BD Connecta™ extensión 100 cm con válvula	20
394995	BD Connecta™ extensión 10 cm	50

SKU	Descripción de producto	Priming
394600	BD Connecta™ sin extensión	0.22 ml
394926	BD Connecta™ extensión 25 cm	1.5 ml
394945	BD Connecta™ extensión 7 cm	0.8 ml
394951	BD Connecta™ extensión 50 cm	2.8 ml
394961	BD Connecta™ extensión 100 cm	5.5 ml
394971	BD Connecta™ extensión 100 cm con válvula	5.5 ml
394995	BD Connecta™ extensión 10 cm	0.8 ml

1. Becton Dickinson. (2020). BD Connecta™ stopcock without extension tube sterile without needles.
2. Becton Dickinson. (2020). BD Connecta™ stopcock without extension tube sterile with needles.
3. Becton Dickinson. (2020). Technical File BD stopcock BD Connecta™.
4. Becton Dickinson. (s.f.). Stopcock for IV Therapy and Pressure Monitoring.